


Anti-Mannose-Rezeptor/Cd206 Monoklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P22897

Artikelnummer: CM0008934



Einführung

Rekombinanter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanen Mannose-Rezeptor/CD206 (UniProt P22897). Geeignet für WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Ideal für die Erforschung von Endozytose, Pathogenerkennung und Makrophagenbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Mannose-Rezeptor/CD206 Kaninchen mAk
Bemerkungen/Aliase	MMR; hMR; CD206; MRC1L1; CLEC13D; CLEC13DL; bA541I19.1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	4360
GenID	4360
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 19-1389 des humanen Mannose-Rezeptors/CD206 (NP_002429.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P22897
Proteingewicht	166 kDa
Versand	Eisbeutel