


Anti-Mannose-Rezeptor/Cd206 Poliklonale Antikörper Für Wb - P22897

Artikelnummer: CM0026864



Einführung

Hochwertiger Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen den humanen Mannose-Rezeptor/CD206 (MRC1), validiert für WB, IF-P und ELISA. Geeignet für Studien zur Makrophagen-Endozytose, Pathogenerkennung und Wirts-Virus-Interaktionen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Mannose Receptor/CD206 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Aliase	MMR; hMR; CD206; MRC1L1; CLEC13D; CLEC13DL; bA541I19.1; Mannose Receptor/CD206
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	4360
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 610-860 des humanen Mannose-Rezeptors/CD206 (NP_002429.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P22897
Proteingewicht	166 kDa
Versand	Eisbeutel