


Anti-Maob-Polyklonale Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P27338

Artikelnummer: CM0024100



Einführung

Monoamine Oxidase B (MAOB) Kaninchen-Polyklonale Antikörper validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Kreuzreaktiv mit Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für Studien zum Neurotransmitterstoffwechsel und zu Neurotoxinen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Monoamine Oxidase B (MAOB) Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MAOB; Monoamine Oxidase B (MAOB)
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	4129
GenID	4129
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 400-490 des menschlichen MAOB (NP_000889.3) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P27338
Proteingewicht	59kDa
Versand	Eisbeutel