

Anti-Map1Lc3A Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9H492

Artikelnummer: CM0016331



Einführung

Hochwertiger Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes MAP1LC3A, einen wichtigen Autophagie-Marker. Validierter für WB, IHC-P, ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Autophagie- und zelluläre Stressstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MAP1LC3A Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	LC3; LC3A; ATG8E; MAP1ALC3; MAP1BLC3; MAP1LC3A
Spezies	Mensch
Gen-ID (Human)	84557
Gen-ID	84557
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem MAP1LC3A (NP_115903.1) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q9H492
Proteingewicht	14kDa
Versand	Eistasche