

Anti-Map1Lc3A Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9H492

Artikelnummer: CM0005137



Einführung

CamelBio bietet einen Kaninchen monoklonalen Anti-MAP1LC3A Antikörper für Autophagie-Studien, validiert in WB, IHC-P und ELISA. Reagiert mit Human, Maus, Ratte; detektiert 14kDa Protein. Katalogprodukt für Forschung und IVD-Entwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MAP1LC3A Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	LC3; LC3A; ATG8E; MAP1ALC3; MAP1BLC3; MAP1LC3A
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	84557
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 42-121 von humanem LC3A (Q9H492) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9H492
Protein-Gewicht	14kDa
Versand	Eistasche