

Anti-Map1Lc3A Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ip, Elisa - Q9H492

Artikelnummer: CM0002243



Einführung

Anti-MAP1LC3A Kaninchen monoklonaler Antikörper, validiert für Western Blot, Immunpräzipitation und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Autophagie-Forschung, zielt auf den Autophagosom-Marker LC3A ab.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MAP1LC3A Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	LC3; LC3A; ATG8E; MAP1ALC3; MAP1BLC3; MAP1LC3A
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	84557
GenID	84557
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von menschlichem MAP1LC3A (Q9H492) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9H492
Proteingewicht	14kDa
Versand	Eisbeutel