


Anti-Map1Lc3B Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Gzq8

Artikelnummer: CM0020949



Einführung

MAP1LC3B-Kaninchen-polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA, mit Kreuzreaktivität bei Mensch und Ratte. Unverzichtbar für die Untersuchung von Autophagie, Mitophagie und Autophagosomenbildung in IVD- und Forschungsanwendungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MAP1LC3B-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	LC3B; ATG8F; MAP1LC3B-a; MAP1A/1BLC3; 3B
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	81631
Immunogen	Synthetisches Peptid innerhalb der Aminosäuren 1-50 des menschlichen MAP1LC3B (NP_073729.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	Q9GZQ8
Proteingewicht	14 kDa
Versand	Kühlakku