

Anti-Map2 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If, Ihc, Elisa - P11137

Artikelnummer: CM0025492

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen MAP2, geeignet für WB, IHC-P, IF-P und ELISA. Erkennt MAP2 von Mensch, Maus und Ratte. Ideal für neurowissenschaftliche Studien zu Mikrotubuli-Dynamik und dendritischer Architektur.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MAP2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	MAP-2; MAP2A; MAP2B; MAP2C; MAP2
Spezies	Mensch
Gen-ID	4133 (Mensch)
Immunogen	Rekombinantes Protein: Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1510-1650 des humanen MAP2 (NP_002365.3) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P11137
Proteingewicht	200 kDa
Versand	Eisbeutel