

Anti-Map2-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P11137

Artikelnummer: CM0015426

Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes MAP2. Rekombinantes Immunogen für WB, IF-P, IHC-P und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Für Studien zu Mikrotubuli und Neurobiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MAP2-Kaninchen-pAb
Bezeichnungen/Alias	MAP-2; MAP2A; MAP2B; MAP2C; MAP2
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	4133
Gen-ID	4133
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-118 des humanen MAP2 (NP_002365.3) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P11137
Proteingewicht	200 kDa
Versand	Eisbeutel