


Anti-Map2K4-Kaninchen-Polyklonalantikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P45985

Artikelnummer: CM0012937



Einführung

Kaninchen-Polyklonalantikörper gegen MAP2K4, für Knockout-(KO)-Studien validiert. Geeignet für WB, IHC-P und ELISA; reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ziel ist der stressaktivierte MAPK/JNK-Signalweg.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO-validiert] MAP2K4-Kaninchen-pAb
Anmerkungen/Alias	JNKK; MEK4; MKK4; SEK1; SKK1; JNKK1; SERK1; MAPKK4; PRKMK4; SAPKK1; SAPKK-1; K4
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	6416
Gen-ID	6416
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 300-399 des humanen MAP2K4 entspricht (NP_003001.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P45985
Proteingewicht	44 kDa
Versand	Kühlakku