


Anti-Map3K1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q13233

Artikelnummer: CM0023279



Einführung

Anti-MAP3K1 Kaninchen-Polyklonalantikörper, validiert für Western Blot, IHC-P und ELISA. Reagiert mit Human, Maus, Ratte. Ziel ist MAP3K1/MEKK1 in ERK/JNK- und NF-kB-Signalwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO-validiert] MAP3K1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	MEKK; MEKK1; SRXY6; MEKK 1; MAPKKK1; K1
Spezies	Human
GeneID (human)	4214
GeneID	4214
Immunogen	Synthetisches Peptid
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q13233
Protein-Gewicht	164kDa
Versand	Eisbeutel