


Anti-Map3K1-Kaninchen-Polykörper Für Wb, If, Ihc, Elisa - Q13233

Artikelnummer: CM0021718



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchenantikörper gegen MAP3K1 (MEKK1) für Anwendungen in Western Blot, Immunfluoreszenz, Immunhistochemie und ELISA. Kreuzreaktiv mit humanem, murinem und Ratten-MAP3K1. Geeignet für die Erforschung der Kinase-Signalübertragung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MAP3K1-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	MEKK; MEKK1; SRXY6; MEKK 1; MAPKKK1; MAP3K1
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	4214
GeneID	4214
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1400–1512 des humanen MAP3K1 (NP_005912.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q13233
Proteingewicht	164 kDa
Versand	Kühlpack