


Kaninchen Polyklonaler Anti-Map3K14 (Nik)-Antikörper Für Wb/Elisa - Q99558

Artikelnummer: CM0015540



Einführung

Erforschen Sie die nicht-kanonische NF-κB-Signalübertragung mit diesem polyklonalen Anti-MAP3K14 (NIK)-Antikörper aus Kaninchen, validiert für Western Blot und ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber Ratte. Unverzichtbar für die Forschung zu Immunantworten und lymphoider Organogenese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MAP3K14 Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	HS; NIK; HSNIK; FTDCR1B; MAP3K14
Spezies	Mensch
Gen-ID	9020
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 330-662 des menschlichen MAP3K14 (NP_003945.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Ratte
SWISS	Q99558
Proteinmasse	104 kDa
Versand	Eispackung