

Polyklonaler Anti-Map3K4-Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y6R4

Artikelnummer: CM0019696

Einführung

Hochwertiger polyklonaler MAP3K4-Kaninchenantikörper für WB-, IHC-P- und ELISA-Anwendungen. Reagiert mit humanem und Ratten-MAP3K4 (vorhergesagt ~182 kDa). Ein unverzichtbares Hilfsmittel zur Untersuchung von MAP-Kinase-Signalwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MAP3K4-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	MTK1; MEKK4; MEKK 4; MAPKKK4; PRO0412; MAP3K4
Art	Mensch
GeneID	4216
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 des humanen MAP3K4 (NP_005913.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	Q9Y6R4
Proteingewicht	182 kDa
Versand	Kühlakku