

Anti-Map3K4 Rabbit Monoclonal Antibody Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y6R4

Artikelnummer: CM0003745

Einführung

Dieses kaninchenmonoklonale Antikörper richtet sich gegen humanes MAP3K4 (MEKK4), eine Kinase im MAPK-Signalweg. Validiert für WB, IHC-P und ELISA, kreuzreagiert es mit Maus und Ratte. Molekulargewicht 182 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MAP3K4 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	MTK1, MEKK4, MEKK 4, MAPKKK4, PRO0412, MAP3K4
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	4216
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 100-200 von humanem MAP3K4 (Q9Y6R4) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y6R4
Proteingewicht	182 kDa
Versand	Eisbeutel