

## Anti-Map3K5 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q99683

Artikelnummer: CM0016450



### Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen MAP3K5/ASK1 (Q99683), validiert für WB und ELISA. Erkennt humanes, murines und ratten-MAP3K5, eine Schlüsselkinase in Stress- und Apoptose-Signalwegen. Ideal für die Erforschung von Zellsignalwegen und Apoptose.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Spezifikation                                                                                                              |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | MAP3K5 Kaninchen pAb                                                                                                       |
| Bemerkungen/Alias | ASK1; MEKK5; MAPKKK5; MAP3K5                                                                                               |
| Spezies           | Human                                                                                                                      |
| Gen-ID (Human)    | 4217                                                                                                                       |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-161 von humanem MAP3K5 (NP_005914.1) enthält |
| Herkunft          | Kaninchen                                                                                                                  |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                     |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                                                  |
| Kreuzreaktivität  | Human, Maus, Ratte                                                                                                         |
| SWISS             | Q99683                                                                                                                     |
| Proteingewicht    | 155kDa                                                                                                                     |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                  |