


Anti-Map3K8 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P41279

Artikelnummer: CM0015330



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes MAP3K8 (COT/TPL2), validiert für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Nützlich für die Untersuchung von TLR4-vermittelter MAPK/ERK-Signalgebung, Zytokinproduktion und Immunantworten.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MAP3K8 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	COT, EST, ESTF, TPL2, AURA2, MEKK8, Tpl-2, c-COT, MAP3K8
Spezies	Human
GeneID (Human)	1326
GeneID	1326
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 des humanen MAP3K8 (NP_005195.2) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P41279
Proteingewicht	53kDa
Versand	Eistasche