

Anti-Map4K2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb & Elisa - Q12851

Artikelnummer: CM0020144

Einführung

MAP4K2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA, erkennt Mensch, Maus, Ratte. Zielt auf die GCK-Kinase ab, die an den MAPK- und Hippo-Signalwegen beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MAP4K2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	GCK; BL44; RAB8IP; MAP4K2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5871
GenID	5871
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q12851
Proteingewicht	92kDa
Versand	Eisbeutel