

Anti-Map4K3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q8Ivh8

Artikelnummer: CM0027863



Einführung

Hochwertiger kaninchenpolyklonaler Antikörper, der gegen humanes MAP4K3 (GLK/MEKKK3) gerichtet ist und für WB und ELISA validiert wurde. Erkennt eine Bande von ~101 kDa; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Studien zur Hippo- und Stresssignalgebung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MAP4K3 Kaninchen-pAk
Bemerkungen/Alias	GLK; MEKKK3; MEKKK 3; MAPKKKK3; RAB8IPL1; MAP4K3
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	8491
GenID	8491
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 755-894 von humanem MAP4K3 (NP_003609.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8IVH8
Proteingewicht	101kDa
Versand	Eisbeutel