

Anti-Map4K5 Polyklonaler Kaninchen-Antikörper Für If/Icc, Elisa - Q9Y4K4

Artikelnummer: CM0019637

Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes MAP4K5, validiert für IF/ICC und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Die Zielkinase fungiert bei der Stressantwort stromaufwärts des JNK-Signalwegs. Ideal für die Signalwegforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MAP4K5 polyklonaler Kaninchen-Antikörper (pAb)
Anmerkungen/Alias	KHS; GCKR; KHS1; MAPKKKK5; MAP4K5
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	11183
Gen-ID	11183
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 300-480 des humanen MAP4K5 (NP_006566.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y4K4
Proteingewicht	95 kDa
Versand	Kühlakku