


Anti-Mapk11 (P38B/Sapk2B) Kaninchen-Polyclonalkörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q15759

Artikelnummer: CM0028483



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen MAPK11 (p38 β /SAPK2b), validiert für Western Blot, IF/ICC und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für die Forschung zur MAP-Kinase-Signalgebung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MAPK11 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliaße	P38B; SAPK2; p38-2; PRKM11; SAPK2B; p38Beta; P38BETA2; MAPK11
Art	Mensch
GenID (Mensch)	5600
GenID	5600
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 264-364 von humanem MAPK11 (NP_002742.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q15759
Proteinmasse	41 kDa
Versand	Eisbeutel