


Anti-Mapk13-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - 015264

Artikelnummer: CM0019739



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen humanes MAPK13 (p38delta, SAPK4) gerichtet ist. Validiert für Western Blot (WB) und ELISA, mit Kreuzreaktivität in humanen, murinen und rattengeweben. Ideal für die Untersuchung der Stress-aktivierten Kinase-Signalübertragung und Transkriptionsregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MAPK13 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SAPK4; PRKM13; MAPK 13; MAPK-13; p38delta; MAPK13
Spezies	Mensch
Gen-ID	5603
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 300-400 von humanem MAPK13 (O15264) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O15264
Proteingewicht	42kDa
Versand	Eisbeutel