


Anti-Mapk13 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - O15264

Artikelnummer: CM0029292



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes MAPK13 (p38δ), geeignet für WB und ELISA. Validiert für Proben aus Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung von MAP-Kinase-Signalwegen, Stressantworten und zellulärer Differenzierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MAPK13 Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	SAPK4; PRKM13; MAPK 13; MAPK-13; p38delta; MAPK13
Spezies	Mensch
Gen-ID	5603
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-365 von humanem MAPK13 (NP_002745.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O15264
Proteingewicht	42 kDa
Versand	Eisbeutel