


Anti-Mapk1/Mapk3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P28482 / P27361

Artikelnummer: CM0021811



Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, der gegen humanes MAPK1/MAPK3 (ERK1/2) gerichtet ist. Validiert für WB, IHC-P, ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Ideal für Studien zur Signaltransduktion und die Entwicklung von Diagnostika.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MAPK1/MAPK3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MAPK1/MAPK3
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5594/5595
GenID	5594/5595
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 200-300 von humanem MAPK1/MAPK3 (ERK1/2) (P27361/P28482) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P28482/P27361
Proteingewicht	36kDa/41kDa/38kDa/40kDa/43kDa
Versand	Eisbeutel