


Anti-Mapk6 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q16659

Artikelnummer: CM0015239



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes MAPK6 (ERK3), geeignet für WB, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ziel ist eine atypische MAP-Kinase, die an der MAP2-Phosphorylierung und dem Zellzyklusfortschritt beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MAPK6 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ERK3; PRKM6; p97MAPK; HsT17250; MAPK6
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	5597
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 372-721 des humanen MAPK6 (NP_002739.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q16659
Proteingewicht	83kDa
Versand	Eisbeutel