

Anti-Mapk8 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P45983

Artikelnummer: CM0022094



Einführung

Hochwertiger kaninchen polyklonaler Antikörper gegen humanes MAPK8/JNK1, validiert für WB und ELISA, mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Geeignet für die Untersuchung von stressaktivierter Kinasesignalisierung und AP-1-Regulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MAPK8 Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliaße	JNK; JNK1; PRKM8; SAPK1; JNK-46; JNK1A2; SAPK1c; JNK21B1/2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5599
GenID	5599
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem MAPK8 entspricht (NP_620637.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P45983
Proteingewicht	48kDa
Versand	Eisbeutel