

Anti-Mapkap1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Bpz7

Artikelnummer: CM0026301



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen MAPKAP1 (SIN1), erkennt die mTORC2-Untereinheit von Mensch, Maus und Ratte. Validiert für WB, IHC-P, ELISA, detektiert eine ~59 kDa Bande. Ideal für die mTOR-Signalweg- und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MAPKAP1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MIP1; SIN1; JC310; SIN1b; SIN1g; MAPKAP1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	79109
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 360-522 von MAPKAP1 (NP_001006618.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9BPZ7
Proteingewicht	59 kDa
Versand	Eisbeutel