

Anti-Mapkapk-2/Mk2-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P49137

Artikelnummer: CM0007317



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes MAPKAPK-2/MK2. Geeignet für Western Blot und ELISA; erkennt humanes, murines und Ratten-MAPKAPK-2/MK2. Ideal für Studien zur Stresssignalübertragung, Zytokinregulation und DNA-Schädigung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MAPKAPK-2/MK2-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	MK2; MK-2; MAPKAP-K2; MAPKAPK-2/MK2
Art	Mensch
GeneID	9261
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 300-400 des humanen MAPKAPK-2/MK2 (NP_116584.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonaler Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P49137
Proteingewicht	46 kDa
Versand	Kühlakku