

Anti-Mapkapk-2/Mk2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P49137

Artikelnummer: CM0014470



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes MAPKAPK-2/MK2 (P49137). Validiert für WB und ELISA mit Kreuzreaktivität zu Ratte. Ideal für die Erforschung von Stress-Signalwegen, Zytokin-Regulation und DNA-Schäden.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MAPKAPK-2/MK2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MK2; MK-2; MAPKAP-K2; MAPKAPK-2/MK2
Spezies	Human
GeneID (Human)	9261
GeneID	9261
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 300-400 von humanem MAPKAPK-2/MK2 (NP_116584.2) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Ratte
SWISS	P49137
Protein-Gewicht	46kDa
Versand	Eisbeutel