

Anti-Mapkbp1-Kaninchen-Polyklonalantikörper Für Wb Und Elisa - O60336

Artikelnummer: CM0019865

Einführung

Für Western Blot und ELISA validiert, erkennt dieser Antikörper MAPKBP1 (JNKBP1) in menschlichen, Maus- und Rattenproben und unterstützt Untersuchungen zur NOD2- und JNK-Signalübertragung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MAPKBP1-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	JNKBP1; NPHP20; JNKBP-1; MAPKBP1
Spezies	Mensch
GeneID	23005
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 des humanen MAPKBP1 entspricht (NP_001122080.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O60336
Proteingewicht	164 kDa
Versand	Kühlakku