

Anti-Mapt-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P10637

Artikelnummer: CM0024668



Einführung

Kaninchenspezifischer polyklonaler Antikörper gegen MAPT/Tau (SWISS: P10637), validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit humanen, murinen und rattigen Tau-Isoformen. Geeignet für Studien zur Neurodegeneration und Mikrotubuli-Biologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	MAPT Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	Tau; Mtap; PHF-tau; MAPT
Spezies	Maus
Gen-ID (Mensch)	4137
Gen-ID	17762
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 3-214 von murinem MAPT (NP_034968.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P10637
Proteingewicht	35-38 kDa/44 kDa/76 kDa
Versand	Eisbeutel