


Anti-March8 Poliklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q5T0T0

Artikelnummer: CM0014418



Einführung

Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen menschliches MARCH8 (E3-Ubiquitin-Protein-Ligase MARCF8), validiert für WB und ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Ideal für Forschung zur angeborenen und adaptiven Immunität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MARCH8 Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	MIR; CMIR; c-MIR; MARCH8; RNF178; MARCH-VIII
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	220972
Gen-ID	220972
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 232-291 von menschlichem MARCH8 (NP_659458.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q5T0T0
Proteingewicht	33 kDa
Versand	Eisbeutel