

Anti-March9-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q86Yj5

Artikelnummer: CM0014075

Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper, der gegen humanes MARCH9 (MARCHF9, RNF179, MARCH-IX) gerichtet ist, eine E3-Ubiquitin-Ligase, die die Endozytose und lysosomale Degradation von Immunrezeptoren reguliert. Geeignet für WB und ELISA.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MARCH9 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MARCH9; RNF179; MARCH-IX
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	92979
Gen-ID	92979
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 277-346 von humanem MARCH9 (NP_612405.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q86YJ5
Proteingewicht	38kDa
Versand	Eisbeutel