

Anti-Marcks Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P29966

Artikelnummer: CM0015739

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes MARCKS, anwendbar für Western Blot, Immunfluoreszenz und ELISA. Kreuzreaktivität mit Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung der Aktinzytoskelett-Dynamik, Zellmotilität und Signaltransduktionswege.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MARCKS Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MACS; 80K-L; PKCSL; PRKCSL; MARCKS
Spezies	Human
GeneID (Human)	4082
GeneID	4082
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem MARCKS entspricht (NP_002347.5).
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P29966
Proteingewicht	32kDa
Versand	Kühltasche