

Anti-Marcksl1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P49006

Artikelnummer: CM0023724

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes MARCKSL1 (MARCKS-like protein 1), validiert für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für Studien zum Aktin-Zytoskelett und zur Zellmigration. 19 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MARCKSL1 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	MARCKSL1; F52; MACMARCKS; MLP; MLP1; MRP; MARCKS like 1
Spezies	Mensch
Gen-ID	65108
Immunogen	Synthetisches Peptid - Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 95-195 von humanem MARCKSL1 (NP_075385.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P49006
Proteingewicht	19kDa
Versand	Eisbeutel