

Anti-Marco Poliklonale Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - Q9Uew3

Artikelnummer: CM0015077

Einführung

Kaninchen-poliklonale Antikörper gegen menschliches MARCO (Scavenger Rezeptor A6/SCARA2) für Western Blot, Immunfluoreszenz und ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Forschung zur angeborenen Immunität und Makrophagen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MARCO Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	SR-A6; SCARA2; MARCO
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	8685
Gen-ID	8685
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 421-520 des menschlichen MARCO (NP_006761.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9UEW3
Proteingewicht	53kDa
Versand	Eisbeutel