


Anti-Mark1 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9P0L2

Artikelnummer: CM0027156



Einführung

MARK1 polyklonaler Antikörper validiert für WB, IHC-P, ELISA. Erkennt menschliches und murine MARK1, eine Serin/Threonin-Kinase, die Zellpolarität und Wnt-Signalgebung reguliert. Ideal für Neurowissenschaften und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MARK1 Rabbit pAb
Anmerkungen/Alias	MARK; Par1c; Par-1c; MARK1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	4139
GenID	4139
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 560-700 des menschlichen MARK1 (NP_06120.3) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9P0L2
Proteingewicht	89kDa
Versand	Eispackung