

Anti-Mark2-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q7Kzi7

Artikelnummer: CM0021910



Einführung

MARK2-Kaninchen-pAb validiert für WB, IF/ICC und ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung der Zellpolarität, der Mikrotubuli-Dynamik und der neuronalen Migration.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MARK2-Kaninchen-pAb
Bezeichnungen/Alias	EMK1; EMK-1; PAR-1; Par1b; Par-1b; MARK2
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	2011
GeneID	2011
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 350-455 des humanen MARK2 (Q7KZI7) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q7KZI7
Proteingewicht	88 kDa
Versand	Kühlakku