

Anti-Mark3 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P27448

Artikelnummer: CM0019155



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen die humane MARK3-Kinase, geeignet für WB, IHC-P und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. MARK3 phosphoryliert mikrotubulus-assoziierte Proteine und reguliert die Hippo-Signalübertragung und den Zellzyklusablauf.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MARK3 Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	KP78; VIPB; CTAK1; PAR1A; Par-1a; MARK3
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	4140
Gen-ID	4140
Immunogen	Ein synthetisches Peptid entsprechend einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem MARK3 (NP_001122390.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P27448
Proteingewicht	84 kDa
Versand	Eisbeutel