


Anti-Mars Kaninchen-Polyklonales Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P56192

Artikelnummer: CM0027328



Einführung

Hochwertiges kaninchen polyklonales Antikörper gegen menschliches MARS (Methionin-tRNA-Ligase), validiert für WB, IHC-P und ELISA. Es erkennt menschliches und Ratten-MARS und ist ideal für Forschung zu Proteinsynthese und neurologischen Erkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MARS Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MRS; ILLD; MARS; TTD9; CMT2U; ILFS2; METRS; MTRNS; SPG70
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	4141
Gen-ID	4141
Immunogen	Rekombinantes Protein/rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-270 des menschlichen MARS (NP_004981.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	P56192
Proteingewicht	101 kDa
Versand	Eisbeutel