

Anti-Marveld1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Bsk0

Artikelnummer: CM0019342

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes MARVELD1 (Gen-ID: 83742) für WB- und ELISA-Anwendungen. Validiert für Human, Maus und Ratte. Nützlich für die Untersuchung von Zellzyklusregulation und Tumorsuppressionsmechanismen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MARVELD1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	GB14; MARVD1; MRVLDC1; bA548K23.8; MARVELD1
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	83742
Gen-ID	83742
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-50 des humanen MARVELD1 (NP_113672.1) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9BSK0
Proteingewicht	19kDa
Versand	Eisbeutel