


Anti-Marveld2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q8N4S9

Artikelnummer: CM0025962



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen MARVELD2 (Tricellulin), validiert für WB und ELISA. Reagiert mit Human, Maus und Ratte. Wichtig für Tight-Junction- und Hörverlustforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MARVELD2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	Tric; DFN49; MARVD2; MRVLDC2; MARVELD2
Spezies	Human
GeneID	153562
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 200-300 von humanem MARVELD2 entspricht (NP_001033692.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q8N4S9
Proteingewicht	64kDa
Versand	Eistasche