


Anti-Marveld2 (Tricellulin) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q8N4S9

Artikelnummer: CM0012924



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen menschliches MARVELD2 (Tricellulin) gerichtet ist, validiert für WB und ELISA. Reagiert mit menschlichen, murinen und Ratten-Proben. Ideal für die Forschung an Tight Junctions und Taubheit.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MARVELD2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	Tric; DFNB49; MARVD2; MRVLDC2; MARVELD2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	153562
GenID	153562
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-195 von menschlichem MARVELD2 (NP_001033692.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8N4S9
Proteingewicht	64kDa
Versand	Eisbeutel