

Anti-Mas1L Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P35410

Artikelnummer: CM0013969

Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes MAS1L (MRG, MAS1-ähnlich), validiert für WB und ELISA. Ideal für Studien zu Membranrezeptoren und G-Protein-gekoppelten Rezeptoren.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MAS1L Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	MRG; MAS-L; dj994E9.2; MAS1L
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	116511
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-70 des humanen MAS1L (NP_443199.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P35410
Proteinmasse	42 kDa
Versand	Eisbeutel