

Anti-Masp1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P48740

Artikelnummer: CM0028079



Einführung

CamelBio liefert einen Anti-MASP1 Kaninchen-Polyklonalen Antikörper (UniProt P48740), validiert für WB und ELISA in menschlichen, murinen und Ratten-Proben. Zielt auf Mannose-bindendes Lektin-Serinprotease 1, einen Schlüsselinitiator der Lektin- und alternativen Komplementwege, ideal für die Forschung zur angeborenen Immunität und die Entwicklung von Diagnostika.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MASP1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	3MC1; MAP1; MASP; RaRF; CRARF; MAP-1; MASP3; MAP44; PRSS5; CRARF1; MASP-3; MASP1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5648
GenID	5648
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 20-300 von menschlichem MASP1 (NP_001870.3) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P48740
Proteingewicht	79kDa
Versand	Eisbeutel