

Anti-Mastzell-Chymase (Cma1) Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P23946

Artikelnummer: CM0002855



Einführung

Hochwertiger monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humane Mastzell-Chymase (CMA1). Ideal für WB, IHC-P, ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Validiert für Chymase-Protease-Studien in der Mastzellbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Mastzell-Chymase (CMA1) Kaninchen-mAb
Anmerkungen/Alias	CYH; MCT1; Chymase; Mastzell-Chymase (CMA1)
Spezies	Human
GeneID (human)	1215
GeneID	1215
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 148-247 der humanen Mastzell-Chymase (CMA1) (CMA1) (P23946) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P23946
Proteingewicht	27 kDa
Versand	Eisbeutel