


Anti-Mast Cell Tryptase (Tpsb2) Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q15661

Artikelnummer: CM0002881



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper, der gegen Mast Cell Tryptase (TPSB2/TPSAB1) gerichtet ist. Validiert für WB, IHC-P, ELISA mit Kreuzreaktivität gegen Mensch, Maus, Ratte. Ideal für die Mastzellenbiologie und die angeborene Immunforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Beschreibung
Produktname	Mast Cell Tryptase (TPSB2) Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	TPS1; TPS2; TPSB1; TPSB2; Tryptase-2; Mast Cell Tryptase (TPSB2)
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	7177
Gen-ID	64499
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 30-275 von humanem Mast Cell Tryptase (TPSB2) (P20231) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q15661
Proteingewicht	31kDa
Versand	Eisbeutel