

Anti-Mat2A-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P31153

Artikelnummer: CM0029885



Einführung

MAT2A Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Zielt auf S-Adenosylmethionin-Synthetase-Isoform Typ-2, ein Schlüsselenzym im Ein-Kohlenstoff-Stoffwechsel. Ideal für die Forschung an Methylierungswegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MAT2A Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MATA2; MATII; SAMS2; MAT2A
Spezies	Mensch
GenID	4144
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das die Aminosäuren 1-395 von menschlichem MAT2A (NP_005902.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P31153
Proteingewicht	44kDa
Versand	Eisbeutel