

Anti-Matn3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - O15232

Artikelnummer: CM0027276

Einführung

Hochwertiger kaninchener polyklonaler Antikörper, der gegen humanes MATN3 gerichtet ist, validiert für WB und ELISA, mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Ideal für die Forschung an der Knorpel-extrazellulären Matrix.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MATN3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HOA; OS2; EDM5; DIPOA; OADIP; SEMDBCD; MATN3
Spezies	Mensch
Gen-ID	4148
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 277-486 von humanem MATN3 (NP_002372.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	O15232
Proteingewicht	53 kDa
Versand	Eisbeutel