

Anti-Matn4 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - O95460

Artikelnummer: CM0027063

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes MATN4 (Matrilin-4), ein extrazelluläres Matrixprotein des Knorpels. Validiert für WB, ELISA; kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für die Forschung zur extrazellulären Matrix und Skelettentwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MATN4 Rabbit pAb
Anmerkungen/Alias	MATN4
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	8785
Gen-ID	8785
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 221-540 des menschlichen MATN4 (NP_085080.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O95460
Proteingewicht	68 kDa
Versand	Eisbeutel